

Désinfectant-désodorisant large spectre puissant, polyvalent, économique, bactéricide, fongicide, virucide

désogerme 3A

collectivités

DESOGERME 3A COLLECTIVITES avec son spectre exceptionnellement étendu (bactéries GRAM + et -, mycobactéries, mycoplasmes, microchampignons, moisissures, virus lipophiles, hydrophiles...) permet, même en présence de matières organiques, une parfaite prophylaxie sanitaire.

DESOGERME 3A COLLECTIVITES assainit rapidement les locaux en désinfectant et désodorisant les surfaces même rugueuses.

L'activité anti-microbienne très élevée de DESOGERME 3A COLLECTIVITES alliée à sa très basse toxicité en fait un désinfectant idéal : les rapports efficacité / sécurité et qualité / prix sont exceptionnels.

applications

- Désinfection-désodorisation des sols, murs, mobiliers, éviers : couloirs, chambres de malades, sanitaires, salles d'opérations, ambulances, vestiaires, salles d'attente, tables, armoires...
- Désinfection de matériels professionnels et divers : instruments chirurgicaux, cuvettes, urinoirs, chariots, équipements dentaires...
- Désinfection-désodorisation des matériels pour collecte et transport des ordures et déchets : gaines de vide-ordures, véhicules de ramassage, poubelles...
- Assainissement d'atmosphère : périodique ou en continu pour locaux divers.

utilisateurs

- Collectivités et administrations : hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, hospices, mairies, écoles, casernes, SAMU, pompiers, prisons, commissariats, camping.
- Industries : infirmeries, postes de soins, sanitaires...
- Artisans : cabinets médicaux et dentaires, cabinets de kinésithérapie et d'infirmières, ambulanciers...

mode d'emploi

- Pour sols, murs, mobiliers, éviers, sanitaires, intérieurs d'ambulances et de SAMU : diluer DESOGERME 3A de 1/100 à 1/1000 (1 verre à 1 cuillère à soupe pour 10 l d'eau) et traiter par lavage, pulvérisation, essuyage...
- Pour équipements d'ordures et déchets : diluer DESOGERME 3A à 3 % et traiter par pulvérisation avec PULBAN, ATOMIST, machine à eau sous pression...

- Pour instruments chirurgicaux et dentaires ou petits matériels divers : diluer DESOGERME 3A de 2,5 à 5 % et traiter par trempage durant 5 à 30 mn.
- Pour assainissement atmosphérique : diluer DESOGERME 3A de 1 à 5 % et traiter avec PURIFICATEUR D 100 ou D 70.

propriétés et sécurité

- Liquide incolore à pH neutre aux doses d'emploi.
- Biocide à large spectre, très puissant.
- Efficace en eau dure et en présence de matières organiques.
- DL 50 = 6,5 mg/kg.
- Test d'irritation primaire et de corrosion cutanées aiguës : non irritant à 5 %.
- Composé synergisé de chlorure d'alcoyl ammonium et d'aldéhydes.
- Nocif : contient du formaldéhyde et du glutaraldéhyde.
- Répond aux normes AFNOR de désinfection NFT 72150, 72170, 72180, 72190 et 72201.
- Homologation n° 9300441, à 3 % pour ordures et déchets.
- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.